


MMOSINGLE

LIT HÔTELIER MÉDICALISÉ À BARRIÈRES ERGONOMIQUES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS DU PLAN DE COUCHAGE	L 200 x l 90 cm
DIMENSIONS TOTALES	L 214 x l 104 cm
HAUTEUR (MAX/MIN)	25 / 83 cm
PROCLIVE / DECLIVE	+14° / -14°
ANGLES D'INCLINAISON	Relève buste : 70° Relève jambes : 20° Plicature genoux : 30°
POIDS DU LIT	162 Kg
CHARGE DE SÉCURITÉ	250 Kg
POIDS PATIENT MAX	215 Kg

CONFIGURATION DE BASE

- Remise à plat de secours du relève-buste
- 1 télécommande filaire 5 fonctions avec condamnation, bouton sortie de lit et CPR électrique
- Mémorisation de la sortie de lit
- Hauteur variable électrique
- Relève-buste électrique à translation 23 cm
- Relève-cuisses à plicature électrique
- Relève-jambes manuel à crémaillères 6 positions
- 4 réceptacles tige porte-sérum : 2 en tête et 2 en pied de lit
- 2 réceptacles potence en tête de lit
- Jeu de barrières 3 segments en métal. Coloris au choix
- Panneau mural Classic avec dossier pied matelassé
- Pieds suivant modèle de lit

MMOSINGLE

LIT HÔTELIER MÉDICALISÉ À BARRIÈRES
ERGONOMIQUES



BÉNÉFICES POUR LE PERSONNEL SOIGNANT

- + **Amélioration des conditions de travail des soignants** : le lit favorise la mobilisation et l'autonomie des résidents, réduisant ainsi les lombalgies du soignant.
- + **Sécurité du patient au lit** : les barrières en 3 segments s'adaptent aux besoins du patient et offrent une protection adaptable sur tout le périmètre du lit. Elles favorisent ainsi l'accessibilité des soins.
- + **Optimisation de l'entretien** : la conception et les matériaux anticorrosion utilisés facilitent la désinfection et le nettoyage.
- + **Accessibilité du freinage** : le freinage bilatéral est actionnable en angle ou en tête et pied du lit (sauf si équipé de 2 pieds fixes). Il est efficace en toutes positions du lit.
- + **Optimisation de la maniabilité des barrières** : les barrières peuvent être manipulées d'une seule main.

BÉNÉFICES POUR LE PATIENT

- + **Prévention des escarres** : la translation du plan de couchage apporte un grand confort au niveau de l'abdomen lors de la mise en position assise. Cette translation évite les frictions et les compressions limitant les risques d'escarres.
- + **Préservation de la dignité du patient** : la position fauteuil humanise l'interaction du patient avec les visiteurs.
- + **Mobilisation du résident** : les barrières en 3 segments offrent une prise de main bilatérale sécurisant la sortie de lit du patient.
- + **Ergonomie pour le résident** : la mise en mémoire de la hauteur adaptée à la taille de chacun. Arrêt automatique à la hauteur idéale de sortie de lit
- + **Esthétique** : design très hôtelier offrant les bénéfices du lit médicalisé
- + **Ergo contour** : configurable à souhait il permet d'adapter l'assistance ergonomique au besoin physique du patient ou résident
- + **Sécurisation du patient pendant la nuit** : le freinage du lit est automatique en position ultra basse.
- + **Réduction des risques de chutes** : la position basse du lit, à 25 cm, réduit les risques de blessures en cas de chute nocturne. Réconfort esthétique : l'esthétique hôtelier du lit rassure le patient et sa famille.